



ZHENGZHOU BROTHER FURNACE CO., LTD


Адрес: No.11 Zhengshang Road, Zhengzhou city, China

Телефон: +86-371 6797 3830 Факс: +86-371 8610 6036

Сайт: www.muffle-furnace.com/ Email: sale_liu@brofurnace.com

Стоматологической печь для агломерации циркона

- T-crystal печь идеально подходит для спекания циркония для спекания короны, плавления и тепловой обработки в университетских лабораториях.
- Номинальная мощность только 1кв, который подходит для любой из номеров.
- Скорость нагрева :0-40°C/min, так быстрее



T-Crystal-12	T-Crystal-17
Размеры камеры: 100x100x100mm	Размеры камеры: 100x100x100mm
Тмакт: 1200 °C	Тмакт: 1700 °C
Рабочая температура: 1100 °C	Рабочая температура: 1650 °C
Метод контроля температуры: 30 программных сегментов для точного контроля.	Метод контроля температуры: 30 программных сегментов для точного контроля.
Постоянная температура точности: ± 1 °C	Постоянная температура точности: ± 1 °C
Мощности: 700W	Мощности: 1kW
Вес нетто: 15kgs	Вес нетто: 40kgs